

Telecamera intraorale

## CS 1200

### Telecamera intraorale

Superiore qualità d'immagine a un prezzo conveniente

#### Caratteristiche e benefici

- Elevata risoluzione d'immagine (1024 x 768)
- Migliore comunicazione con il paziente
- Facile da condividere - i collegamenti diretti della telecamera, che supportano la visualizzazione sia su PC sia analogica, assicurano una condivisione rapida e facile tra i diversi ambienti
- Leggera e compatta, la CS 1200 riduce al minimo lo sforzo da parte dell'operatore, indipendentemente dalla conformazione della mano
- La testa arrotondata della telecamera e la forma affusolata assicurano il comfort per i pazienti
- Il sistema d'illuminazione a 6 LED a regolazione automatica assicura immagini illuminate perfettamente in tutte le condizioni di luce



Prodotto	N° CAT
CS 1200 USB con filo	6559991
Care-Protect 3 anni per telecamere intraorali	5307368

#### Caratteristiche tecniche

Sensore	CMOS 1/2,5 Micron
Risoluzione video	640 (H) x 480 (V)
Risoluzione dell'immagine	1024 (H) x 768 (V)
Intervallo di messa a fuoco	Da 3 mm a 25 mm
Angolo ottico	90°
Campo visivo	80°
Fuoco	Fuoco fisso
Sorgente luminosa	Gruppo di 6 LED a luce bianca
Uscita video	TV-NTSC, TV-PAL, S-Video
Collegamento	USB 2.0

Requisiti consigliati per PC: vedere a pag. 35