




VETRINA MATERIALE MONOUSO

Realizzata in **lamiera elettrozincata e verniciata a polveri epossipoliesteri**.

Anta frontale con serratura e **fori per il prelievo dei guanti**.

Canule aspira saliva su tramoggia ricaricabile in acciaio inox.

Porta bicchieri in plastica per bicchieri capacità 160cc.

Dosatore disinfettante rabboccabile capacità 1lt.


Distributore detergente rabboccabile capacità 1lt.

Porta rotolo mantelline dimensioni massime lunghezza 250 e diametro 120mm.



Distributore salviette a C in ovatta misura 100 x 260 mm.


I **contenitori** dei materiali interni **amovibili** per il lavaggio sono in **acciaio inox**.

Vetrina pensile di **dimensioni compatte**, l'ingombro è di L=500 P=320 H=650mm.



1. Dosatore disinfettante.
2. Dosatore detergente.
3. Tramoggia porta canule.
4. Porta rotolo mantelline.
5. Distributore salviette a C.
6. Porta bicchieri in plastica.
7. Distributori guanti.
8. Distributore mascherine.






AL/MPDA

L=500 P=320 H=500


Mobile pensile materiale monouso.



AL/MP1

L=500 P=320 H=500


Mobile pensile un' anta, un ripiano.



AL/MP3

L=1000 P=320 H=500


Mobile pensile con anta ribaltata e due ripiani.



AL/MPV2

L=1000 P=320 H=500

Mobile pensile con anta a vetro scorrevole e due ripiani vetro.



AL/MPA4

L=860 P=320 H=500

Mobile pensile per angolo un ripiano.