



APPROFONDIMENTO

ASPI-JET 9

ASPIRATORE A CARRELLO



La famiglia degli Aspi-Jet comprende gli aspiratori che consentono di portare l'aspirazione ad alta velocità vicino alla poltrona senza predisposizione specifica.

Il gruppo aspirante (motore asincrono) può lavorare a servizio continuo. L'ASPI-JET è il gruppo aspirante comune a tutti gli aspiratori a carrello, il motore è ad induzione, è silenzioso e non ha bisogno di nessuna manutenzione. Il motore è protetto da una pastiglia termica.

Aspi-Jet 9 ha il servizio di acqua ed una sputacchiera montata su un braccio mobile, così da avere un aspiratore con gruppo idrico completo. È dotato di drenaggio automatico con pompa, servizio acqua al bicchiere, sputacchiera montata su braccio mobile in acciaio inox, rubinetto per lavaggio sputacchiera.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza resa	0,4 kW – 3,1 A
Portata massima	1250 l/min
Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo	1300 mm H ₂ O
Livello di pressione sonora	65 dB (A)
Dimensioni	L = 475 mm P = 560 mm H = 760 mm
Peso netto	39 Kg
Peso lordo	50 Kg

[http:// www.lineadirettamed.com](http://www.lineadirettamed.com)



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com