

Aspir Comp

La soluzione di qualità
The quality solution



2 in 1

Versione integrata compressore e aspiratore
System composed of compressor and suction

ASPIRAZIONE A SECCO / DRY SUCTION

ASPIR-COMP 24/10 GENESI S
LIGHT
D-AC150-024-37
2.863,00

ASPIR-COMP 24/10 GENESI S
D-AC150-024
3.044,00

ASPIR-COMP 30/15 PRIME S
PR-AC200-040
3.887,00

ASPIR-COMP 30/25 PRIME S
PR-AC300-040
4.798,00

ASPIR-COMP 24/10 GENESI M
LIGHT
D-AC150-024-M-037M
3.585,00

ASPIR-COMP 24/10 GENESI M
D-AC150-024-M
3.818,00

ASPIR-COMP 30/15 PRIME M
PR-AC200-040-M
4.798,00

ASPIR-COMP 30/25 PRIME M
PR-AC300-040-M
5.517,00

MGF è lieta di presentare la nuova linea **Aspir Comp**: i modelli sono completamente rinnovati nella composizione e nelle carrozzerie. Il concetto originale, quello di un sistema tecnologico modulare che **combina unità di compressione e unità di aspirazione**, è sviluppato a livelli di eccellenza: **silenziosità, compattezza, design e potenza**. La linea Aspir Comp soddisfa esigenze da 1 a 4 riuniti.

MGF is pleased to present the new **Aspir Comp** line: all the models are completely renewed in the composition and in the overall body. The original concept, of **a technological and modular system composed of compressor and suction**, is today delivered to excellence: **silence, compact size, high power and design**. Aspir Comp line can run from 1 to 4 dental units.

Modello Model	Codice Code								
			L/min cfm	L/min cfm	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	WxDxH (mm)
VERSIONI SENZA ESSICATORE / VERSIONS WITHOUT MEMBRANE DRYER									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI S LIGHT con aspirazione a secco ASPIR 1 equipped with Dry suction ASPIR 1	D-AC150-024-37	1	182 6,4	135 4,8	230 50	24 6.34	52	105 231	530 x 500 x 1150
			1230 80	-		-			
ASPIR-COMP 24/10 GENESI S con aspirazione a secco ASPIR 2 equipped with Dry suction ASPIR 2	D-AC150-024	1-2	182 6,4	135 4,8	230 50	24 6.34	52	110 242	530 x 500 x 1150
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/15 PRIME S con aspirazione a secco ASPIR 3 equipped with Dry suction ASPIR 3	PR-AC200-040	2-3	240 8,5	170 6,0	230 50	40 10.57	52	120 264	490 x 750 x 1550
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/25 PRIME S con aspirazione a secco ASPIR 4 equipped with Dry suction ASPIR 4	PR-AC300-040	3-4	360 12,7	250 8,8	230 50	40 10.57	52	125 275	490 x 750 x 1550
			3580 119	-		-			
VERSIONI CON ESSICATORE (massimo punto di rugiada -20°C) / VERSIONS WITH DRYER (max dew point -20°C)									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI M LIGHT con aspirazione a secco ASPIR 1 equipped with Dry suction ASPIR 1	D-AC150-024-37M	1	182 6,4	135 1,6	230 50	24 6.34	52	105 231	530 x 500 x 1150
			1230 80	-		-			
ASPIR-COMP 24/10 GENESI M con aspirazione a secco ASPIR 2 equipped with Dry suction ASPIR 2	D-AC150-024-M	1-2	182 6,4	135 4,8	230 50	24 6.34	52	112 247	530 x 500 x 1150
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/15 PRIME M con aspirazione a secco ASPIR 3 equipped with Dry suction ASPIR 3	PR-AC200-040-M	2-3	240 8,5	152 5,4	230 50	40 10.57	52	122 269	490 x 750 x 1550
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/25 PRIME M con aspirazione a secco ASPIR 4 equipped with Dry suction ASPIR 4	PR-AC300-040-M	3-4	360 12,7	225 7,9	230 50	40 10.57	52	127 280	490 x 750 x 1550
			3580 119	-		-			

ASPIRAZIONE A SEMI-SECCO / SEMI-WET SUCTION

ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC

D-AC150-024-C
3.809,00

ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC

PR-AC200-040-C
6.567,00

ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC

PR-AC300-040-C
7.840,00

ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC

D-AC150-024-MC
4.567,00

ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC

PR-AC200-040-MC
7.098,00

ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC

PR-AC300-040-MC
8.689,00

Modello Model	Codice Code								
			l/min cfm	l/min cfm	V Hz	L gal	dB(A)	kg lb	WxDxH (mm)
VERSIONI SENZA ESSICATORE / VERSIONS WITHOUT MEMBRANE DRYER									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC con aspirazione a semisecco HYBRID 1S equipped with semi wet MGF Hybrid 1S	D-AC150-024-C	1-2	182 6,4	135 4,8	230 50	24 6,34	53	110 242	530 x 500 x 1300
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC con aspirazione a semisecco HYBRID 2 equipped with semi wet MGF Hybrid 2	PR-AC200-040-C	2-3	240 8,5	170 6,0	230 50	40 10,57	55	130 287	490 x 750 x 1550
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC con aspirazione a semisecco HYBRID 5 equipped with semi wet MGF Hybrid 5	PR-AC300-040-C	3-4	360 12,7	250 8,8	230 50	40 10,57	55	135 298	490 x 750 x 1550
			3580 119	-		-			
VERSIONI CON ESSICATORE (massimo punto di rugiada -20°C) / VERSIONS WITH DRYER (max dew point -20°C)									
ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC con aspirazione a semisecco HYBRID 1S equipped with semi wet MGF Hybrid 1S	D-AC150-024-MC	1-2	182 6,4	135 4,8	230 50	24 6,34	52	112 247	530 x 500 x 1300
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC con aspirazione a semisecco HYBRID 2 equipped with semi wet MGF Hybrid 2	PR-AC200-040-MC	2-3	240 8,5	152 5,4	230 50	40 10,57	55	132 291	490 x 750 x 1550
			2280 80	-		-			
ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC con aspirazione a semisecco HYBRID 5 equipped with semi wet MGF Hybrid 5	PR-AC300-040-MC	3-4	360 12,7	225 7,9	230 50	40 10,57	55	137 302	490 x 750 x 1550
			3580 119	-		-			

Pressione massima di settaggio 7 bar. Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta. Il fabbricante si riserva modifiche ai dati riportati.
Max setting pressure 7 bar. Different voltages and frequencies are available on request. The manufacturer reserves the right to modify the data shown.

KIT SEPARATORE DI AMALGAMA PER MODELLI ASPIR COMP
AMALGAM SEPARATOR KIT FOR ASPIR COMP

ECO II AMALGAM SEPARATOR KIT

*AS-010500004-AC
1.123,00

ECO II TANDEM AMALGAM SEPARATOR

KIT*AS-010500007-AC
2.009,00

Le versioni **Aspir-Comp con aspirazione semi-secco**, sono disponibili anche con **separatore di amalgama integrato**.
Aggiungere il seguente codice* all'ordine del modello Aspir-Comp desiderato per ricevere la soluzione completa.

Aspir-Comp versions with semi-wet suction are available also with **integrated amalgam separators**.
Add the code* below to the order of the required Aspir-Comp to receive the integrated solution.

Modello Model	Codice Code	Adatto per i modelli Suitable for models
ECO II AMALGAM SEPARATOR	*AS-010500004-AC	Aspir-Comp 24/10 Genesi SC Aspir-Comp 24/10 MC Aspir-Comp 30/15 SC Aspir-Comp 30/15 MC
ECO II TANDEM AMALGAM SEPARATOR	*AS-010500007-AC	Aspir-Comp 30/25 Prime SC Aspir-Comp 30/25 MC