



SISTEMA DI
**ASPIRAZIONE
ESTERNO**

Linea Diretta è sempre molto attenta alle esigenze dei professionisti del settore dentale ed è sempre pronta a rispondere alle loro richieste con prodotti semplici e di alta qualità.

Il nostro sistema di aspirazione esterno è stato progettato per **rimuovere un elevato volume di goccioline e aerosol** prodotti da manipoli e misuratori ad ultrasuoni durante i trattamenti, riducendo significativamente il rischio di infezione mantenendo l'aria pulita



SCAN ME

ASPETTI TECNICI

VOLTAGGIO: AC220V/50Hz
POTENZA: 1200W
POTENZA ASPIRAZIONE: 10Kpa
PORTATA MAX: 3000 l/min
FILTRO: 3 livelli sistema filtraggio HEPA
RUMOROSITÀ: 58db
PESO NETTO: 28KG
DIMENSIONI: 275x275x980mm
PESO LORDO: 30KG
DIMENSIONE CONFEZIONE: 370x360x1000mm

PUNTI DI FORZA

RIDUCE ALTAMENTE IL RISCHIO di infezioni dovute all'inalazione di goccioline, aerosol, residui di sangue e polveri che possono essere veicolo di malattie causate da virus e batteri.

ALTA POTENZA DI ASPIRAZIONE, altamente affidabile, con un basso livello di rumore, garantisce le migliori prestazioni.

DESIGN AERODINAMICO del terminale. Garantisce: miglior controllo della direzione di aspirazione, maggiore potenza di aspirazione, maggiore comfort del paziente ed evita perdite d'aria sporche.

SISTEMA DI FILTRAZIONE DEL GRADO MEDICO con 3 strati di sistema di filtrazione HEPA che blocca virus e germi fino a 0,3 µm con un'efficacia del 99,995%.

SISTEMA DISINFETTANTE DI LUCE UV MEDICALE. Una luce UV di grado medico integrata che uccide tutti i virus e i germi presenti nel filtro.


Il sistema ha un **promemoria sulla durata del filtro** che indica quando è necessario cambiare il filtro (dura circa 1000 ore).

Ha un **SISTEMA DI CONTROLLO PRECISO** con 10 livelli di regolazione della potenza tramite schermo digitale. Il sistema interno garantisce una precisa filtrazione acqua / aria.

<https://lineadirettamed.com/prodotto/aspiratore-a-carrello/>



  **LINEADIRETTAMED.COM**



Linea Diretta Srl

Via Europa, 1/A - 24026 Leffe (BG)
Tel. & Fax 035.73.18.95 | P.IVA IT03033030986
info@lineadirettamed.com