




APPROFONDIMENTO

TURBO-JET 1

ASPIRATORE



Aspiratore ad anello umido consigliato per l'utilizzo di una poltrona. Fra le principali caratteristiche ci sono la modularità per una facile installazione, non prevede nessun collegamento alla rete idrica, ha un drenaggio dei liquidi forzato. Il motore è protetto da una pastiglia termica.

Disponibile anche con separatore d'amalgama, con carenatura e con insonorizzazione



SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza resa	0,42 kW - 4 A
Portata massima	650 l/min
Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo	1300 mm H2O
Impiego	1 studio
Livello di pressione sonora con aria canalizzata	61 db (A)
Dimensioni	L= 540 mm P= 350 mm H= 360 mm
Peso netto	22 Kg
Peso lordo	27 Kg

<http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com