



APPROFONDIMENTO

COMPRESSORI CATTANI

COMPRESSORI



- Tutti i compressori CATTANI/ESAM sono privi di lubrificazione ad olio, inoltre i 4 filtri in linea di serie su tutti i compressori assicurano aria compressa secca e di elevata qualità e purezza.
- Il filtro sterilizzante può essere richiesto per tutti i modelli.
- Il serbatoio è rivestito in resina alimentare per una migliore conservazione dell'aria.
- I motori asincroni sono costruiti secondo le norme CEI – EN – 60034 – 1 (2006-5), UL 1004 per il Nord America.
- La protezione insonorizzante in plastica abbassa la pressione sonora da 4 a 9 dB (A) in dipendenza del modello.
- Tutti i modelli proposti sono completi di essiccatore d'aria
- I compressori a 1-2-3 cilindri in versione orizzontale hanno sostituito gli stessi compressori in versione verticale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	1 CILINDRO	2 CILINDRI	3 CILINDRI	TANDEM BICILINDRICO
Impiego	1 poltrona	2 poltrone	3 poltrone	4 poltrone
Motore 50 Hz	0,55 kW – 3,8 A	1,2 kW – 7,7 A	1,5 kW – 10,2 A	2,4 kW – 15,4 A
Motore 60 Hz	0,70 kW – 4,9 A	1,5 kW – 9,2 A	1,75 kW – 12,2 A	3 kW – 18,4 A
Serbatoio aria	30 l	30 l	45 l	100 l
Aria resa a 5 bar effettivi	67,5 NI/min	160 NI/min	238 NI/min	320 NI/min
Pressione sonora	70 dB (A)	71 dB (A)	73,6 dB (A)	73 dB (A)
Dimensioni (LxPxH) mm	620x460x720 mm	620x460x720 mm	620x520x750 mm	1155x550x745 mm
Peso netto / peso lordo	47 kg / 61 kg	54 kg / 68 kg	65 kg / 79 kg	112 kg / 139 kg

<http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com