



MasterFlux Plus TECNOGAZ



Linea Diretta Srl

Via Europa 1/A, 24026 Leffe, Bergamo, Italy

Tel. (+39) 035 731895 / 346 8916544 Fax. (+39) 035 0271036

www.lineadirettamed.com



Descrizione

Apparecchio per analgesia con controllo flussi automatico, l'unico interamente studiato e realizzato in Italia. Per evitare al paziente un impatto negativo, è stato adottato un elegante mobile che può contenere le bombole di ossigeno e protossido d'azoto. Il mobile è color RAL 9002, munito di ruote e piano laminato portastrumenti.

Master Flux Plus viene fornito con:

- Scatola flussometrica
- Sacca controllo respiro
- 1 circuito con maschera adulti
- 1 scatola maschere profumate miste 24 pz
- 1 riduttore OX con tubo e attacco
- 1 riduttore N₂O con tubo e attacco



La scatola flussometrica è un sofisticato progetto di ingegneria meccanica con sistema di erogazione a proporzionamento automatico. E' stato prescelto il metodo meccanico in quanto la gestione dei gas è diretta e non subordinata ad altri dispositivi elettronici.

Il disegno serigrafico è semplice e di facile lettura.



Alcune caratteristiche

- Blocca il flusso di N_2O quando la pressione di O_2 è zero
- Concentrazione minima di ossigeno, sempre presente nella percentuale del 30%, evitando pericoli di ipossia e anossia
- Una valvola speciale impedisce che i gas espirati ritornino in circuito
- Un dispositivo permette di respirare aria ambiente in caso di mancanza di gas
- In caso di emergenze, premendo il dispositivo di O_2 viene erogato ossigeno al 100%, bloccando invece il N_2O
- Gli innesti sono montati sul retro della scatola flussometrica ed hanno diverse connessioni, per evitare la possibilità di scambiare i tubi dei due gas.
- La scatola flussometrica consente di miscelare l'erogazione combinata dei 2 gas per raggiungere la sedazione del paziente.