



APPROFONDIMENTO

# IMPLANTMED

## MICROMOTORE PER CHIRURGIA



Implantmed offre gli strumenti adatti agli interventi di chirurgia orale per garantire la massima precisione nell'ambito dell'implantologia e della chirurgia maxillo-facciale. Implantmed garantisce più sicurezza nel trattamento per il medico e i suoi pazienti.

Grazie all'interfaccia utente intuitiva, al touchscreen colorato e al display in vetro, il nuovo Implantmed offre il massimo livello di comfort.

L'unità convince per la funzione di maschiatura meccanica, il controllo coppia automatico e il modulo Osstell ISQ di W&H, disponibile come accessorio per la misurazione della stabilità degli impianti.

Grazie alla progettazione operativa, tutti i programmi possono essere modificati azionando semplicemente i tasti sull'apparecchio e tramite controllo a pedale.



I vantaggi del micromotore Implantmed sono:

- Semplicità di impiego: Tutte le fasi operative dell'inserimento di un impianto si eseguono senza difficoltà, azionando semplicemente i tasti Più/Meno sull'apparecchio o il controllo a pedale.
- Micromotore potente con coppia di 5,5 Ncm
- Ampia gamma di velocità: 300 – 40.000 giri/min al motore
- Esatta limitazione di coppia: 5 – 70 Ncm
- Funzione integrata di maschiatura
- Micromotore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione



# SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	SI-915	SI-923
Coppia massima allo strumento rotante (nel programma 4):	70 Ncm	
Tensione di alimentazione:	100 – 130 V, 50 / 60 Hz	220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Potenza meccanica massima in uscita:	70 W	
Coppia massima al motore:	5,5 Ncm	
Velocità motore alla tensione nominale:	300 – 40.000 min <sup>-1</sup>	
Strumenti di trasmissione consigliati: Programmi 4 e 5:	Attacco ISO 3964 (DIN 13.940), velocità di trasmissione 1:1, 20:1 esclusivamente nei modelli WI-75 o WS-75	
Lunghezza del cavo motore:	1,8 m	
Flusso liquido di raffreddamento al 100%:	min. 90 ml/min	
Controllo a pedale:	sì	
Altezza / larghezza / profondità:	100 x 235 x 240 mm	

<http://www.lineadirettamed.com>



**LINEA DIRETTA SRL**

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com