



i nostri **riuniti**

Linea **Diretta**

nasce nel 2008 da un gruppo di odontoiatri, stanchi di pagare cifre sempre più alte per riuniti sempre più complicati.

UN'AZIENDA NATA
**DA DENTISTI
PER I DENTISTI.**

LINEA DIRETTA

SERIETÀ
TRASPARENZA
SVILUPPO

Questi sono i punti cardine della nostra società che lavora quotidianamente per offrire non solo prodotti, ma anche **servizi competenti e dedicati alle esigenze del cliente.**

Ci affianchiamo a grandi marchi per la fornitura di **tutte le attrezzature per lo studio.**


Linea Diretta **opera in tutta Italia**, attraverso un capillare servizio di assistenza tecnica.

Monitoraggio e sviluppo delle attrezzature rivendute nello studio dentistico di famiglia.

Ricambi dei riuniti sempre disponibili presso il nostro magazzino, dove avvengono i **collaudi** delle attrezzature.

Un **sito internet** ricchissimo ti presenta tutte le nostre proposte.

Un **configuratore** per riuniti può fornire un'indicazione delle diverse possibilità che può offrire la nostra poltrona.



www.lineadirettamed.com



[9.990€]



○ Riunito **pneumatico** con 2 anni di garanzia

Pelletteria confort in Fiber leather con cuciture

Lampada operatoria a LED a doppia intensità

Faretra a 5 cordoni così composto: 2 cordoni a fibre ottiche, siringa aria/acqua, ablatore piezoelettrico comp. EMS con 5 punte in dotazione, **Micromotore elettrico** Definitive LED by TKD

Movimentazione ergo-motion, struttura rinforzata

Regolazione **aria/acqua/spray indipendente** per ogni cordone

2 postazioni di comando poltrona: operatore e assistente.

3 memorie di posizionamento poltrona, comandi di reset e ultima posizione

Pedaliere con regolazione orizzontale dell'aria by Faro


Bacinella in ceramica, **postazione assistente e gruppo idrico ruotabili di 90°**

Postazione assistente dotata di comandi di movimentazione, reset e ultima posizione, lampada, bicchiere e bacinella, 2 cannule d'aspirazione e siringa aria/acqua

Tanica per **sistema idrico indipendente** che permette l'igienizzazione interna dei cordoni

Sgabello operatore

TAPPEZZERIA FIBER CON CUCITURE





iTalo [5.990€]



○ Riunito pneumatico con 2 anni di garanzia

Movimentazione ergo-motion

Pelletteria in PU leather

Lampada operatoria **alogeno** a doppia intensità

Faretra a 5 cordoni così composto: 3 cordoni a fibre ottiche, siringa aria/acqua, ablatore piezoelettrico comp. EMS con **5 punte in dotazione**

Regolazione aria/acqua/spray indipendente per ogni cordone

3 postazioni di comando poltrona: operatore, assistente e pedale

3 memorie di posizionamento poltrona, comandi di reset e ultima posizione

Pedaliera multifunzione con comandi di movimentazione poltrona, bacinella, bicchiere e chip-air


Bacinella in ceramica, postazione assistente e gruppo idrico ruotabili

Postazione assistente dotata di comandi di movimentazione, reset e ultima posizione, lampada, bicchiere e bacinella, 2 cannule d'aspirazione e siringa aria/acqua

Doppia tanica per sistema idrico indipendente che permette l'igienizzazione interna dei cordoni

Sgabello operatore

TAPPEZZERIA PU LISCIA





iTalo [OPTIONAL]

Lampada a LED [**490€**]



Pedaliera Faro [**280€**]



Pelletteria confort con cuciture [**450€**]

Micromotore elettrico Definitive LED [**840€**]



[OPTIONAL]



- **Kit endoscopia [1000€]**
monitor 17" + telecamera endorale + braccio monitor
*Il riunito diventa versione **multimedia***



- **Lampada Alya Faro [1650€]**
effetto scialitico, movimento triassiale. Spot luminoso fra 3.000 e 50.000 lux, temperatura colore 5.000° K costante



- **Customizzazione pelletteria [450€]**
(solo versione con cuciture). Oltre 200 colori da scegliere oltre le colorazioni standard. Possibilità anche di ricami con logo



- **Micromotore pneumatico Vortice TKD [390€]**
Velocità di rotazione 4.000-22.000 giri/min
Attacco midwest 4 vie, facile cambio di rotazione del manipolo



- **Micromotore elettrico Dassym [1690€]**
Pannello di controllo con tastierino, tecnologia svizzera
Controllo della velocità di rotazione, del torque, della funzione reverse, di 2 luci. Oltre al Led del micromotore, seconda luce blu segnala le otturazioni. Possibilità di programmazione di 3 impostazioni




- **Micromotore elettrico BienAir [1950€]**
Set Optima DMX2 Pro con funzione Endo
Pannello di controllo per velocità, torque, illuminazione
Velocità da 80 a 40.000 rpm, torque da 3,5 a 33 N/cm2

- **Siringa Luzzani [130€]**
Puntale e impugnatura estraibili e autoclavabili, sia nella versione stilo (operatore) che in quella a gomito (assistente)



- **Contrangolo anello rosso [490€]**
Rapporto 1:5 con fibra ottica



- **Turbina** BienAir Bora L + **Attacco** rapido Unifix [680€]
Velocità di rotazione di 320.000 rpm, cuscinetti in ceramica



- **Lampada polimerizzatrice LED G [230€]**
Installabile sulla postazione assistente, manipolo autoclavabile
Potenza 1.000 nW/cm, frequenza 420-490 nm



- **Miniseparatore aria/Acqua Cattani [490€]**
Versione monostudio richiesta per sistemi di aspirazione a secco



- **Cartuccia Filtrante Antilegionella [275€]**
Filtro per tutte le particelle superiori a 0,03 micron
Da sostituire annualmente




- **Separatore amalgama a cartuccia [290€]**
Compatibile su tutti i sistemi di aspirazione, per singolo riunito
Certificato ISO 11143:2008. Da sostituire annualmente.
- **Valvola drenaggio sputacchiera [320€]**
Valvola di convoglio dello scarico della bacinella nel sistema di aspirazione centrale



- **Manipolo dritto [380€]**
Senza fibra ottica



- **Contrangolo anello blu [420€]**
Rapporto 1:1 con fibra ottica




Stand Alone [2.990€]



Riunito a carrello [2.200€]

Pannello con funzioni di controllo della movimentazione poltrona e un piccolo **negativoscopio**





CONFIGURA
ONLINE IL
TUO RIUNITO

LINEA DIRETTA Srl

info@**lineadirettamed.com**

Tel. 035 73 18 95

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

www.lineadirettamed.com