

LA CONFIGURAZIONE DELLA TUA SALA CHIRURGICA



APPROFONDIMENTO



POLTRONA CHIRURGIA DENTAMED A 4 MOTORI



Poltrona a sollevamento elettrico multispecialistica.

4 movimenti elettrici indipendenti: altezza, schiena, gambe, trendelenburg

1 movimento elettrico sincronizzato: schiena/gambe

2 movimenti manuali: rotazione ed estensione gambe

Comando di azzeramento automatico che riporta il letto nella posizione base



Rotazione 90° da entrambi i lati



Altezza elettrica

53-83 cm



Trendelenburg elettrico

30°



Gambe elettriche



*Movimentazione sincronizzata
schiena/gambe*



Gambe estraibili





Immagine	Descrizione	Prezzo
	Poltrona DENTAMED con 4 motori	4.150€ + IVA
	Portarotolo (art.108)	38€ + IVA
	Pulsantiera (art. LEM-083)	110€ + IVA
	Coppia reggicosce con snodo (art.318)	748€ + IVA
	Coppia Braccioli medicali (art.300)	778€ + IVA
	Ruote (art. LEM-139)	60€ + IVA
	Pedaliera wireless (art. LEM-180)	180€ + IVA
	Testa americana con foro (art. 183)	240€ + IVA
	Testa Anto (art. 182)	400€ + IVA





RIUNITO

FREE LINE

Il riunito a carrello free.LINE si caratterizza per l'ampio ripiano dove poter posizionare strumenti ed attrezzature per la chirurgia e la plancia comandi di facile interpretazione ed immediatamente raggiungibile.

Questo intelligente riunito dispone di 5 cordoni di cui 3 a fibre ottiche (per turbine e micromotori), una siringa aria/acqua ed un ablatore piezoelettrico WOODPECKER attacco EMS con 5 punte in dotazione. La regolazione aria/acqua/spray è indipendente per ogni cordone ed un sistema idrico indipendente consente l'igienizzazione dei cordoni.

MICROMOTORE ELETTRICO

DEFINITIVE LED

Micromotore elettrico ad induzione trifase senza spazzole con luce dalla velocità di rotazione compresa tra i 2000 ed i 40.000 giri/min. Il sistema di raffreddamento è a Spray interno. Il micromotore è made in Italy, prodotto da Teknedental di Calenzano.



ASPIRATORE

ASPI JET 9



ASPI JET 9 GAMMA CATTANI

Dispositivo medico classe IIA, CE 0434, drenaggio automatico con pompa, servizio acqua al bicchiere, sputacchiera montata su braccio mobile in acciaio inox, rubinetto per lavaggio sputacchiera. Livello di pressione sonora: 65 dB (A). Lunghezza 475 mm; Profondità 560 mm; Altezza 760 mm; peso netto 38 kg.

ALTERNATIVA AD ASPIJET:

ASPIRAZIONE COLLEGATA AL SISTEMA CENTRALE

BRACCETTO A 3 SEGMENTI (Lunghezza minima 50 mm; Lunghezza massima max 680 mm) abbinato a GRUPPO TAVOLETTA PENUMATICA CATTANI. Il gruppo tavoletta è completo di alloggio aspirasaliva e siringa assistente a 3 vie di alta qualità. Il sistema di aspirazione in oggetto è completo di 3 cordoni siringa e due tubi di aspirazione VHR del diametro di 17,5 e 11 mm



LAMPADA SCIALITICA

MIMLED 600 DA 60000 LUX

Lampada per studio odontoiatrico con luminosità di 60000 lux ed un campo luminoso dal diametro di 195 millimetri. Controllo della luminosità tramite pannello di controllo e controllo dell'intensità tramite maniglia.

Mimled 600 garantisce un abbagliamento molto basso grazie ad una luce bianca neutrale e ad un indice di resa cromatica per un'eccellente distinzione dei tessuti. Il tutto mantenendo un consumo energetico bassissimo. Le lampade MIMLED sono disponibili in tre varianti: su carrello, modello a soffitto e il modello a parete.



Lux a 1 metro di distanza: 60.000 lux
Durata della lampada: 50.000 ore
Temperatura di colore: 4.500 gradi K
Resa cromatica: $\geq 94\%$
Diametro luce: 195 mm
Alimentazione 100/230 V - 50/60 Hz
Consumo 18 W

SEDAZIONE COSCIENTE

MASTERFLUX TECNOGAZ



Apparecchio per analgesia con controllo flussi automatico, l'unico interamente studiato e realizzato in Italia.

Per evitare al paziente un impatto negativo, è stato adottato un elegante mobile che può contenere le bombole di ossigeno e protossido d'azoto. Il mobile è color RAL 9002, munito di ruote e piano laminato portastrumenti.

Master Flux Plus viene fornito con:

- Scatola flussometrica
- Sacca controllo respiro
- 1 circuito con maschera adulti
- 1 scatola maschere profumate miste 24 pz
- 1 riduttore OX con tubo e attacco
- 1 riduttore N2O con tubo e attacco

 <http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com