

marathon

MICROMOTORE INDUZIONE

MARATHON MULTI 600



marathon

Caratteristiche unità di controllo:

- **Funzione autodiagnosi con visualizzazione codice errore e autocruise.**
 - **3 funzioni: da banco, a pedale, a ginocchio.**
 - **Dimensioni (mm): L 122 x P 268 x H 228.**
 - **Peso: 2,9 kg.**
 - **Potenza elettrica: 230W.**

Caratteristiche manipolo:

- **Debole rumore e minime vibrazioni.**
 - **Cuscinetti in ceramica.**
- **Assenza di calore dopo molte ore di utilizzo.**
 - **Meccanismo antipolvere.**
 - **Velocità: 1000~50000 rpm.**
 - **Potenza elettrica: 230W.**
 - **Coppia 7.8 Ncm.**
 - **Dimensioni (mm): L 159 x Ø27.**
 - **Peso: 238 g.**
 - **Lunghezza cavo: 2 m.**