



Carrello scanner

Carrello AL/CS realizzato completamente in metallo verniciato a polveri. Progettato per lo scanner intraorale e il PC portatile, con staffa laterale per supporto scanner.

Il carrello è elettrificato, dotato di tre prese elettriche, cavo di alimentazione lungo 2 metri e ruote anteriori con freno.

Optional: staffa di fissaggio monitor con inclinazione regolabile per PC fisso.

Scanner trolley

Trolley AL/CS entirely made in powder-painted metal.

Created for intraoral scanner and laptop, with side bracket for scanner support.

The trolley is electrified, equipped with 3 sockets, supply cable 2m long and front castors with brakes.

Optional: support for monitor with adjustable incline for desktop.

Seguici su facebook: www.facebook.com/AstraMobiliMetallici



Riceve questa mail perchè ha dato il consenso alla ricezione di comunicazioni da parte di Astra