

Requisiti consigliati per PC

Per apparecchiature intraorali: Linea telecamere intraorali, linea RVG, CS 7400, CS 7600

	Visualizzazione e acquisizione
CPU	Intel Duo Core, 2 GHz
RAM	2 GB
Unità a disco fisso	1,2 GB per l'installazione del software 80 GB di spazio libero per l'utilizzo del software
Scheda grafica	Scheda NVIDIA che supporti Open Glide 1.2 con 256 MB di RAM video
Monitor	17" o più Risoluzione minima dello schermo 1024 x 768, modo a colori 32 bit
Sistema operativo	Windows XP Pro SP3 Windows 7 Pro 32 / 64 bit
Interfaccia Ethernet	1 Gb/s per LAN
USB 2.0	3 porte
Unità CD/DVD	Unità DVD-ROM

Per Soluzioni CS: CS 3000, CS 3500, CS Restore

	Visualizzazione e acquisizione
CPU	Laptop: 2,4 GHz Intel Core i7 / Desktop: 3,4 GHz Intel Core i7
RAM	8 GB
Unità a disco fisso	1,2 GB per l'installazione del software 120 GB di spazio libero per l'utilizzo del software
Scheda grafica	Laptop: NVIDIA GeForce GTX 660M o simile Desktop: NVIDIA GeForce GTX 560 o simile Supporto per Direct X 11, Open GL 4.3, Open CL 1.1
Monitor	17" o più, risoluzione minima dello schermo 1280 x 800, modo a colori 32 bit
Sistema operativo	Windows 7 Pro 64 bit
Interfaccia Ethernet	1 Gb/s per LAN
USB 2.0	3 porte
Unità CD/DVD	Unità DVD-ROM

Per apparecchiature extraorali: CS 8000C, CS 8100, linea CS 9000, linea CS 9300

	Visualizzazione	Acquisizione
CPU	Intel Duo Core, 2 GHz	Intel Duo Core, 2 GHz
RAM	4 GB	4 GB
Unità a disco fisso	1,2 GB per l'installazione del software 250 GB di spazio libero per l'utilizzo del software	4 GB per l'installazione del software 250 GB di spazio libero per l'utilizzo del software
Scheda grafica	2D – scheda basata su PCI Express con min 512 MB 3D – scheda grafica basata su NVIDIA compatibile CUDA 3, minimo 200 core CUDA	2D – scheda basata su PCI Express con min 512 MB 3D – scheda grafica basata su NVIDIA compatibile CUDA 3, minimo 200 core CUDA
Monitor	19" o più Risoluzione minima dello schermo 1280 x 1024, modo a colori 32 bit	19" o più Risoluzione minima dello schermo 1280 x 1024, modo a colori 32 bit
Sistema operativo	Windows XP Pro SP3 Windows 7 Pro 32 / 64 bit	Windows XP Pro SP3 Windows 7 Pro 32 / 64 bit CS 8100 – solo Windows 7 Pro 32 / 64 bit
Interfaccia Ethernet	1 Gb/s per LAN	1 Gb/s per collegamento link di sistema 1 Gb/s per LAN CS 9300 - si richiede uno slot PCI per Intel Pro 1000 GT PCI (fornita con l'apparecchiatura)
Unità CD/DVD	Si richiede un'unità Masterizzatore per DVD	
Supporti per backup	Unità a disco esterna, rimovibile / portatile	
Mouse	Si richiede un mouse a due pulsanti con rotellina per scrolling	

NOTA IMPORTANTE: È obbligatorio verificare che la configurazione del sistema PC sia compatibile con i requisiti di sistema del PC. Se necessario, rivolgersi al Servizio clienti per ottenere le informazioni sui requisiti più recenti per il sistema PC. Il computer e le apparecchiature periferiche devono rispettare lo standard IEC 60950.