

CS MAR


OPZIONE
CON
LICENZA

CON L'ESCLUSIVO STRUMENTO DI CONFRONTO DINAMICO



CS MAR

OPZIONE
CON
LICENZA




CS MAR

OPZIONE
CON
LICENZA

CON L'ESCLUSIVO STRUMENTO DI CONFRONTO DINAMICO

- Permette il confronto dinamico di immagini con e senza filtro MAR
- Aiuta a confermare le diagnosi e riduce il rischio di interpretazione errata



Advanced Noise Reduction (ANR)

- Algoritmo avanzato che riduce il rumore preservando i dettagli dell'immagine
 - Migliora la percezione di: bordo dell'osso corticale, spazio dei legamenti, tessuti molli e piccoli dettagli (ad es. canale laterale, crack...)
 - Ideale per la risoluzione di scansione 75 μm



SENZA ANR



CON ANR