



APPROFONDIMENTO

# DISTILLATORE



Supporto alla produzione di acqua distillata per il carico idrico dell'autoclave.

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	220 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	750 W
Capacità	4 l
Volume di lavoro	1,5 l/h
Misura camera interna	Ø180mm x 200mm
Misura esterna	290mm x 290mm x 390mm
Peso netto	3,5 kg

[http:// www.lineadirettamed.com](http://www.lineadirettamed.com)



**LINEA DIRETTA SRL**

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com