



APPROFONDIMENTO

# TETHYS H10

TERMODISINFETTORE



Decontaminazione, lavaggio, disinfezione e asciugatura in un solo passaggio per un flusso operativo più semplice, più veloce e più efficace. Tethys H10 è il nuovo Dispositivo di Disinfezione Ibrido di Mocom (H2D - Hybrid Disinfection Device) che rende il processo di ricondizionamento degli strumenti semplice e funzionale. Un innovativo dispositivo che sostituisce le numerose attività manuali tipiche delle fasi precedenti la sterilizzazione, riducendo l'impegno per l'operatore sanitario. Decontaminazione, lavaggio, disinfezione e asciugatura con Tethys H10 si riducono ad un semplice e veloce processo automatizzato.



## **Forza, energia e potenza**

Disinfezione termica e azione profonda degli ultrasuoni in un unico dispositivo. L'unione tra lavaggio profondo ad ultrasuoni e trattamento di termodisinfezione offre una razionalizzazione efficace del protocollo di ricondizionamento, garantendo assoluta protezione per l'operatore.

Certificato EN ISO 15883-1/2, il trattamento degli strumenti con Tethys H10 è caratterizzato da una pulizia omogenea e da una fase di asciugatura che elimina ogni traccia di umidità.

## **Hi-Performance**

Protezione e sicurezza, il valore aggiunto di Tethys H10. La rivoluzione H10 inizia dal suo evoluto sistema di lavaggio e disinfezione, ideato per rendere il processo più rapido ed efficace. Procedure più snelle ed intuitive, in sinergia con un processo di lavaggio unico nel suo genere e un sistema di decalcificazione all'avanguardia.

## **Hi-Tech**

Disinfezione ad alta tecnologia. Tethys H10 fonde in sé tecnologia innovativa e semplicità di utilizzo. Il touch screen è stato ideato per garantire una piena interazione, offrendo la possibilità di selezionare, in modo semplice e intuitivo, il programma di lavoro più adatto, scegliendolo tra quelli preimpostati e quelli personalizzabili.

**Più semplice:** Tethys H10 integra in un solo prodotto la profondità del lavaggio ad ultrasuoni, l'efficacia della disinfezione termica e la praticità dell'asciugatura ventilata. In pochi e semplici passaggi.

**Più veloce:** Un ciclo completo in soli 35 minuti. Tethys H10 diminuisce drasticamente i tempi di lavaggio e disinfezione, dimezzandoli rispetto a quelli di un processo tradizionale.

Riduce inoltre le numerose attività manuali, dando valore al tuo tempo.

**Più efficace:** Azione combinata di ultrasuoni e calore. Tethys H10 è un dispositivo medico conforme alla normativa EN ISO 15883-1/2 dotato di un lavaggio a spruzzo, integrato dall'azione degli ultrasuoni e da una fase di disinfezione termica a 90°C caratterizzata dall'elevatissimo valore di  $A0=3.000$ .



SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	220/240 V - 50 Hz (altre tensioni su richiesta)
Potenza nominale	2300 W
Dimensioni esterne	(LxAxP) 470 x 430 x 500 mm
Peso netto	37 Kg
Capacità serbatoio detergente	0,7 litres (autonomia: fino a 12 cicli)
Dimensioni vasca	(LxAxP) 224 x 314 x 125 mm
Volume nominale vasca	8 l
Volume utile vasca	6 l
Consumo acqua max (per ciclo)	15 l
Carico max	2 Kg

<http://www.lineadirettamed.com>



**LINEA DIRETTA SRL**

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



[info@lineadirettamed.com](mailto:info@lineadirettamed.com)