



TETHYS T45

TERMODISINFETTORE

APPROFONDIMENTO



I termodisinfettori della serie Tethys, in modo completamente automatico, garantiscono la perfetta pulizia degli strumenti e un altissimo livello di disinfezione, assicurando nel contempo la completa protezione degli operatori e l'eliminazione di ogni possibile errore procedurale. I termodisinfettori sono facilmente posizionabili sotto il piano di lavoro, facilitandone così l'inserimento nelle diverse configurazioni delle sale di sterilizzazione.

La vasca di lavaggio e la porta realizzate in acciaio inox AISI 316L, il controllo del dosaggio dei detergenti mediante flussometri, sensori di livello e temporizzatore, la prevenzione dello shock termico in camera tramite funzione "soft start" e i numerosi filtri anti impurità rendono Tethys un prodotto di sicura soddisfazione.

L'ampia dimensione della camera di lavaggio, il doppio carrello, il condensatore di vapore eco-slim, l'estesa gamma di programmi di lavaggio, il pratico display di comando e gli avvisi ottici e acustici di fine ciclo contribuiscono a garantire un utilizzo semplice e prestazioni di elevata qualità.

CARATTERISTICHE

- Realizzato in conformità alla normativa EN15883
- Ampia dimensione della camera di lavaggio
- Doppio carrello
- Estesa gamma di programmi di lavaggio
- Pratico display di comando
- Avvisi ottici e acustici di fine ciclo
- Possibilità di interfacciarsi con stampante (opzionale)
- Avanzato sistema di gestione che permette un costante controllo della temperatura dell'acqua e il suo mantenimento entro i valori previsti.
- Vasca di lavaggio e porta realizzate in acciaio inox AISI 316L
- Controllo del dosaggio dei detergenti mediante pompe peristaltiche
- Sistema di bloccaggio della porta elettromagnetico a controllo automatico
- Condensatore di vapore: per il rapido abbattimento del vapore saturo che si crea all'interno della macchina durante la fase di termo disinfezione



SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza riscaldamento dell'acqua	2,3 Kw
Dimensioni esterne (L x P x A)	600x605x850 (830 versione da incasso, senza top) mm
Dimensioni vasca (L x P x A)	520x515x545 mm
Peso	70 Kg
Tensione di rete e potenza nominale	230V ~50Hz - 2,8 kW
Rumorosità	< 50 dB(A)
Programmi disponibili	15
Temperatura interno vasca	Da temperatura ambiente fino a 95°C
Tracciabilità	Memorizzazione dei dati relativi agli ultimi 100 programmi eseguiti

 <http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com