



APPROFONDIMENTO

# ARTICA

## VASCA PER DISINFEZIONE



La disinfezione è la prima fase del ciclo di sterilizzazione ed ha una doppia valenza: una di tipo biologico, in quanto serve ad abbattere la carica batterica portando gli strumenti a livello di sicurezza e una di tipo normativo, che fa espresso riferimento al Dlgs. 81/2008 sulla tutela della salute del lavoratore.

Per una corretta disinfezione bisogna utilizzare liquidi adeguati e rispettare i tempi di stazionamento.

Per questo motivo le vasche Artica sono complete di supporto con timer elettronico digitale integrato.

Una soluzione unica, indispensabile per gestire correttamente questa importante fase del ciclo.

Le vasche Artica sono state realizzate con una speciale plastica compatibile con i liquidi chimici. Hanno un fondo sagomato che permette al contenitore portastrumenti di restare in sospensione, evitando così che i materiali possano andare a contatto con residui adagiati sul fondo della vasca stessa.

Le vasche Artica sono corredate di:

- coperchio totale asportabile, che permette una facile ed agevole sostituzione dei liquidi;
- coperchio parziale, che permette l'inserimento degli strumenti, evitando l'apertura completa della vasca e la conseguente fuoriuscita di odori e d'esalazioni;
- supporto corredato di timer elettronico, che permette di controllare e programmare il tempo di stazionamento degli strumenti ed assicurare che la fase di disinfezione sia completata correttamente;
- cestello interno in plastica

Disponibile nella versione 3 l o 6 l.

[http:// www.lineadirettamed.com](http://www.lineadirettamed.com)



**LINEA DIRETTA SRL**

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com