



APPROFONDIMENTO

CD-4860

VASCHETTA ULTRASUONI



CD 4860 è una vasca ultrasuoni di ultima generazione, design moderno e grande affidabilità. Il pannello LCD consente il controllo delle diverse funzioni.

CD-4860 è un modello nuovo con la più avanzata tecnologia di pulizia ad ultrasuoni e un grande volume della vasca che ha dimensioni interne $L \times L \times A$ è $324 \times 202 \times 97$ millimetri ed una capienza di 6 l.

La vasca ha 2 trasduttori collegati in parallelo e ciascun trasduttore è controllato da un circuito indipendente e 2 componenti di ceramica per il riscaldamento con 200 W (2×100 W) di potenza.



CARATTERISTICHE

1. Dimensioni vasca interna: L32.3 cm, P20.5 cm, H9.9 cm. La vasca può contenere un oggetto della lunghezza massima di 34,4 cm
2. n.2 trasduttori ultrasonici industriali (2*70W=140W), 2 sistemi di riscaldamento ceramici (2 * 80W = 160W)
3. Display a Led a colori con timer 1-30 minuti
4. Funzione "Degas". Le bolle d'aria presenti nei solventi impediscono la propagazione uniforme delle onde ultrasuoni: usando la funzione "degas" le bolle d'aria saranno portate verso la superficie, migliorando la pulizia.
5. Circuiti di controllo indipendenti ed isolati
6. Valvola di drenaggio con luce a led su entrambi i lati
7. Ventilatore PCB (passive cooling method) con circuiti interni a prova di umidità

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	AC110/220 V
Potenza	310 W
Frequenza ultrasuoni	35 KHz
Temperatura di riscaldamento	45 -65 °C
Dimensioni	L: 43.8 cm, P: 30 cm, H: 25 cm
Materiale della vasca interna	acciaio inox AISI 304
Lunghezza massima strumenti in vasca	34 cm

<http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com