



APPROFONDIMENTO

SELLA II SIGILLATRICE



Destinata alla sigillatura di buste a tenuta per la sterilizzazione a vapore, Sella II è la sigillatrice FARO attraente, stabile, di facile funzionamento e a basso costo di manutenzione.

Il trasformatore regola e mantiene automaticamente la temperatura ottimale anche con tensioni instabili. Dotata di corpo in lega di alluminio, facile da pulire, con taglierina integrata che garantisce oltre 100.000 tagli.

- Tenuta della sigillatura secondo lo standard Europeo
- Design della maniglia Bi-direzionale
- Scheda con controllo automatico della temperatura, per l'uso continuo
- Segnale sonoro «Beep-alert» per lo stato di riscaldamento
- Progettazione a risparmio energetico
- Garanzia di taglio
- Supporto rotolo

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	AC110/220V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza	100 W
Larghezza di saldatura	12 mm
Lunghezza di saldatura	300 mm
Tempo di pre-riscaldamento	2-3 min
Dimensioni	46 x 36 x 17 cm (PxLxH)
Peso Lordo	7,5 Kg

[http:// www.lineadirettamed.com](http://www.lineadirettamed.com)



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+39 NUMERO CORRETTO



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com