




APPROFONDIMENTO

NEW SEAL PLUS

SIGILLATRICE



- La nuova sigillatrice Dental X consente di imbustare lo strumentario chirurgico prima dell'inserimento in autoclave, preservandone la sterilità alla chiusura del ciclo.
- Dotata di resistenza autoregolante che produce una sigillatrice di 10-11 mm, inizia la saldatura automaticamente all'abbassamento della leva.
- E' sicura grazie all'impugnatura anatomica antiscottatura, è sicura e semplice da utilizzare anche per il personale meno esperto.
- E' pratica grazie al portarotoli di differenti misure, in differenti combinazioni.



 <http://www.lineadirettamed.com>



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com