



APPROFONDIMENTO

BI-TEST INCUBATORE BIOLOGICO



B Test PLUS è un incubatore biologico, prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici alla temperatura di 57°C.

L'incubatore si compone di un telaio, una cover in ABS, un blocco riscaldante di alluminio dotato di N°3 sedi per le provette/indicatori biologici ed una scheda elettronica per la gestione automatica della temperatura del blocco riscaldante.

La versione PLUS è dotata di cavo di collegamento alla rete elettrica (assorbimento 220V).

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	230±10 % VAC
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza max assorbita	40 W
Peso netto	0,9 Kg
Temperatura ambiente di utilizzo	tra i 17 e i 27 °C
Dimensioni (L x P x H)	120 x 86 x 104 mm

[http:// www.lineadirettamed.com](http://www.lineadirettamed.com)



LINEA DIRETTA SRL

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com