



APPROFONDIMENTO

# STERIL AIR PRO

STERILIZZATORE ARIA



Sterilair Pro è una apparecchiatura per la sterilizzazione dell'aria, che assicura l'eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore. L'aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna all'apparecchio, che per irradiazione elimina tutta la carica microbica presente nell'aria. Questo dispositivo può funzionare continuamente anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori.

Adottare un sistema di disinfezione vuol dire:

- Ridurre il rischio di contaminazione degli operatori, come richiesto anche dal testo unico sulla sicurezza;
- Ridurre o eliminare costi e mancati utili, conseguenti a lunghe assenze per malattia;
- Ridurre o eliminare rischi per pazienti o popolazione;
- Avere un ambiente batteriologicamente puro.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di fasi	1
Tipo di funzionamento	continuo
Portata	120 m <sup>3</sup> /h
Rumorosità	32 dBA
Lampade	n.4 tubi UV-C da 25W G13T8 (7 W UVGI)
Lunghezza d'onda	253,7 nm
Energia ultravioletta	69 W/cm <sup>2</sup> ad 1 m (per lampada)
Durata della lampadina	9000 h
Tensione di alimentazione	230±10% VAC
Corrente massima dei fusibili	2 A
Frequenza della tensione di alimentazione	150 W
Peso netto	15 Kg
Misure	cm 27x36x11 h
Profondità	Cm 82

<http://www.lineadirettamed.com>



**LINEA DIRETTA SRL**

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG)

P.IVA 03033030986 | REA 323144

CAP. SOC. € 10.000,00



+ 39 035 73 18 95



info@lineadirettamed.com